

DOPPELRADSYSTEM GT TYRAL



Das Doppelrad für die Gebirgstrage TYRAL ist eine robuste und zuverlässige Transportlösung, die speziell für vielseitige Rettungseinsätze entwickelt wurde. Es erleichtert den Transport der Gebirgstrage auf ebenem oder leicht unebenem Untergrund erheblich und reduziert dabei die körperliche Belastung der Einsatzkräfte.

Die Radstütze wird wie gewohnt mit zwei Kugelsperbolzen sicher an der Trage befestigt. Dieses bewährte Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle, einfache und werkzeuglose Montage sowie eine zuverlässige Fixierung während des Einsatzes.

Dank der stabilen Doppelradkonstruktion bietet das System eine hohe Laufruhe und gute Spurführung, wodurch ein kontrollierter und sicherer Patiententransport auch über längere Strecken möglich ist.

Das Doppelrad ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für Transportwege mit festem oder gut begehbarem Untergrund.

Typische Einsatzbereiche:

- Höhenwege und Forstwege
- Enge Gassen und Ortsbereiche
- Zeltfeste und Großveranstaltungen
- Festivals und Eventgelände
- Gut ausgebaute Wanderwege

Art. Nr.	93743
Abmessung	Höhe: 700 mm Breite: 360 mm
Gewicht	Gesamt: 7,2 kg
Anmerkungen	