

E-WHEEL GEBIRGSTRAGE TYRAL



Elektromotor unterstütztes Rad für leichten Transport der Ausrüstung zum Unfallort. Bremswirkung des Motors beim Abwärts-Transport des Patienten.

Rad mit starkem Elektromotor für die Gebirgstrage TYRAL.

Leichter **Transport der Ausrüstungsgegenstände** an den Unfallort.

Der Elektromotor dimmt mittels Fernbedienung die Geschwindigkeit.

Die **Fernbedienung** kann von einer dritten Person händisch bedient werden und ermöglicht somit einen optimalen Transport.

Bei der Abwärtsfahrt kann der Motor auch als **Bremse** dienen.

Die **beiden Akkus** sind langlebig und liefern bei normalen Temperaturen **Strom für jeweils ca. 2 Stunden**.

Das Akkumodul wird an der Radstütze montiert. Der Akku-Pack ist während der Fahrt werkzeuglos austauschbar.

Lieferumfang: Rad mit Elektromotor, 2x Akkupack und Radstützenbefestigung, Fernbedienung.



Art. Nr.	93747
Gewicht	Gesamt (ohne Radstütze): 8 kg
Anmerkungen	