

KOPFSCHUTZ TYRAL/ STEELIGHT FLEX



Der leichte Steinschlagschutz für den Kopfbereich wurde speziell für den Einsatz in der **TYRAL Gebirgstrage** entwickelt und bietet zusätzlichen Schutz für den Patienten bei alpinen Rettungseinsätzen. Besonders bei vertikalen Rettungen oder beim Abseilen schützt der Kopfschutz die verletzte Person zuverlässig vor herabfallenden Steinen, Eis oder anderen Gegenständen.

Der Schutz wird einfach mittels Klettverschluss an den Holmen der Gebirgstrage befestigt und kann dadurch schnell montiert oder entfernt werden. Das integrierte stoßdämpfende Material absorbiert auftreffende Kräfte und wird auch in hochwertigen Rückenprotektoren der Skiindustrie eingesetzt, wodurch ein hoher Schutz bei gleichzeitig geringem Gewicht gewährleistet wird.

Für den Transport kann der Steinschlagschutz platzsparend zusammengerollt und problemlos im Rucksack verstaut werden. Dadurch ist er jederzeit griffbereit, ohne zusätzlichen Platzbedarf zu verursachen.

Der Kopfschutz ist vollständig kompatibel mit der **verstellbaren sowie der fixen vertikalen Aufhängung von TYROMONT** und eignet sich neben der TYRAL Gebirgstrage auch für den Einsatz mit der **STEELIGHT Gebirgstrage**.



Art. Nr.	93767	
Abmessung	Höhe:	500 mm
	Breite:	630 mm
Gewicht	Gesamt:	0,6 kg
Anmerkungen		