

TRAGEKRAXE TYRmove Akja Version



Haltestreben für optimale Fixierung der Akja-Hälfte.



Deichselpaar in Gurt der Haltestrebe fixierbar, dadurch kein Verrutschen der Deichsel.

Angenehme, kraftsparende Tragekraxe für den hochalpinen Einsatz.

Leichtes Befestigen und Tragen von Rettungstragen, teilbarem Akja, Vakuummatratze und Ähnlichem.

Spezielle Anbindung mit Strebe und Fixiergurt. Deichselpaar kann in den Fixiergurt mit speziellen Bänderösen befestigt werden.

Der eigene Rucksack mit der Mannausrüstung kann zusätzlich auch fixiert werden.

Schultertragegurt und Hüftgurt der Kraxe sind gut gepolstert und dienen als Schutz gegen Druckstellen. Das V2-Tragesystem ist formstabil und langlebig.

Kein Verrutschen der Last während des Gehens – vor allem in unzugänglichem Gelände wichtig.

Befestigung der Last mittels dreier Fixiergurte mit stabilen Klemmverschluss. Sehr robustes und leicht zu bedienendes System.

Stabiler Aluminiumrahmen und komfortables Tragesystem ermöglicht eine vielseitige Einsetzbarkeit - Traglast bis 50 kg.

Als **Ladefläche** dient ein 25 cm tiefer Ausleger mit Standfuß. Der **Standfuß** ermöglicht einen sicheren Stand – selbst in unebenem Gelände. Dieser bietet auch zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.

Lieferumfang beinhaltet zwei Stück Tragekraxen, Haltestreben sowie Fixiergurte.

Art. Nr.	93800	
Abmessung	Länge:	780 mm
	Breite:	350 mm
	Abstellfläche:	250 mm
Gewicht	Gesamt:	2 x 4,0 kg
Anmerkungen	Für jeden teilbaren Akja sind 2 Stück Kraxen notwendig.	
	Haltestreben mit Fixiergurte auch als Nachrüster erhältlich (Art. 93805)	