

# TRAGEKRAXE TYRmove



Tragekraxe inkl. Fixiergurte



Transport einer Tragenhälfte



Links: Tragenhälfte, Rad und Rucksack für Mannausrüstung



rechts: Transport Vakuummatratze

**Angenehme**, kraftsparende Tragekraxe für den hochalpinen Einsatz.

**Leichtes Befestigen** und Tragen von Rettungstragen, teilbarem Akja, Vakuummatratze und ähnlichem. Rad und Deichsel finden ebenfalls Befestigungsmöglichkeiten vor.

**Der eigene Rucksack mit der Mannausrüstung** kann zusätzlich auch fixiert werden.

**Schultertragegurt und Hüftgurt** der Kraxe sind gut gepolstert und dienen als Schutz gegen Druckstellen. Das V2-Tragesystem ist formstabil und langlebig.

**Kein Verrutschen der Last** während des Gehens – vor allem in unzugänglichem Gelände wichtig.

**Befestigung** der Last mittels dreier Fixiergurte mit stabilen Klemmverschluss. Sehr robustes und leicht zu bedienendes System.

**Stabiler Aluminiumrahmen** und komfortables Tragesystem ermöglicht eine vielseitige Einsetzbarkeit - Traglast bis 50 kg.

Als **Ladefläche** dient ein 25 cm tiefer Ausleger mit Standfuß. Der **Standfuß** ermöglicht sicheren Stand – selbst in unebenem Gelände. Dieser bietet auch zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.

**Lieferumfang** umfasst ein Stück Tragekraxe inkl. drei Stück Fixiergurte.

Art. Nr.	<b>93802 (1 Stück Trage)</b>	
Abmessung	Länge:	780 mm
	Breite:	350 mm
	Abstellfläche:	250 mm
Gewicht	Gesamt:	3,4 kg
Anmerkungen	Für eine teilbare Gebirgstrage sind 2 Stück Tragekraxen notwendig. Inkl. Fixiergurte.	